

Kerr™

Сделайте свою работу Kolor'итнее!

Композитные краски Kolor + Plus™ позволяют имитировать индивидуальные особенности твердых тканей зубов, выполнить маскировку нежелательных дисколоритов зубов, а также добиться совершенства цвета реставрации.

Особенности и преимущества Kolor + Plus™

8 основных модификаторов цвета

Коричневый, жёлтый, лавандовый, голубой, красный, серый, охра и белый модификаторы обеспечивают превосходные эстетические эффекты. Для воспроизведения цвета естественных зубов красители могут смешиваться.

Наличие бесцветного модификатора

Бесцветный модификатор помогает сделать цвет менее насыщенным без снижения содержания наполнителя – 66%.

Наличие двух опакеров – А1 и А3

Опакеры скрывают темный цвет зуба и маскируют цвет подлежащих тканей зуба.

Высокая наполненность – 66% по весу

Высокая вязкость препятствует растеканию и обеспечивает простоту нанесения.

Насыщенные цвета

Для искусного подкрашивания требуются лишь небольшие количества модификаторов цвета.

Готовая стабильная формула

Отсутствие необходимости в взбалтывании перед применением для получения однородного оттенка.



Информация для заказа

23394 жёлтый (2 мл)

23395 лавандовый (2 мл)

23396 коричневый (2 мл)

23397 голубой (2 мл)

23398 белый (2 мл)

23399 красный (2 мл)

23400 серый (2 мл)

23401 бесцветный (2 мл)

23404 охра (2 мл)

23402 А1 (2 мл)

23403 А3 (2 мл)

Рекомендации по применению Kolor + Plus™

Воссоздание индивидуальных характеристик твердых тканей зуба (меловидные пятна, штриховая форма)

белый

Нанесите модификатор и полимеризуйте*. После чего перекройте тонким слоем композита прозрачного оттенка.

Прокрашивание фиссур моляров

коричневый, охра или коричнево-оранжевый

Прокрасьте фиссуры после выполнения прямой реставрации и моделирования окклюзионной поверхности. Полимеризуйте* краски и перекройте тонким слоем композита прозрачного оттенка.

Создание прозрачной кромки режущего края зуба

голубой, серый или лавандовый

Используйте голубой цвет для «молодой» эмали и серый или лавандовый для «зрелой» эмали. Нанесите краски и полимеризуйте*, после чего перекройте режущий край на треть композитом прозрачного оттенка.

Имитация поверхностных трещин

опакер А1, белый

Сначала зафиксируйте тонкую матричную полоску в слое неполимеризованного композита оттенка режущий край. После полимеризации уберите полоску и нанесите краски поверх трещины, пока они полностью не заполнятся. После чего полимеризуйте* снова и проведите процедуру контурирования и полировки.

Имитация пигментированных трещин

коричневый, оранжевый**

Сначала зафиксируйте тонкую матричную полоску в слое неполимеризованного композита оттенка режущий край. После полимеризации уберите полоску и нанесите модификаторы поверх трещины, пока они полностью не заполнятся. Полимеризуйте* снова и проведите процедуру контурирования и полировки.

Пришеечный эффект потемнения

коричневый, желтый или охра

Покрасьте пришеечную область шириной 1-2 мм одним модификатором или комбинациями красок после травления и бондинга. Полимеризуйте* краски и приступите к нанесению композитного материала.

Нейтрализация желтых пятен

серый

Нанесите модификатор очень тонким слоем на пожелтевший участок и полимеризуйте*. После нейтрализации желтых пятен приступайте к восстановлению.

Создание опакости (маскировка нежелательных оттенков цвета металла / зуба)

опакеры А1, А3 и цветовые модификаторы

Нанесите краски с помощью мягкой кисточки очень тонким слоем и полимеризуйте* каждый слой отдельно. Когда цвет будет изменен, перекройте краски очень тонким слоем композитного материала эмалевого или прозрачного оттенков. Добавляя к opakерам бесцветный модификатор, можно добиться необходимой прозрачности / опакости.

Имитация десны при ее рецессии

красный

Нанесите модификатор и полимеризуйте*. После чего перекройте тонким слоем композита прозрачного оттенка.

* *Время полимеризации:*

Модификаторы в течение 20 сек.

Опакеры в течение 40 сек.

** *для получения данного оттенка смешайте*

красный и желтый модификаторы



Клинические случаи 1, 3 предоставлены доктором Артуром Лукьяненко
Клинические случаи 2, 4 предоставлены доктором Александром Минаковым